


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

Vitrinas de Filtración molecular

# Chemihood Plus 60



|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Modelo                               | Chemihood Plus 60                |
| Referencia                           | CSF-001P                         |
| Categoría 1                          | Vitrinas de filtración molecular |
| Categoría 1-2                        |                                  |
| Categoría 1-2-1                      |                                  |
| Categoría 1-2-1-1                    |                                  |
| Dimensiones externas (L x F x A) mm. | 600 x 600 x 1000                 |
| Dimensiones internas (L x F x A) mm. | 584 x 584 x 800                  |
| Peso (Kgs.)                          | 41                               |
| Superficie de trabajo                | Acero inoxidable                 |
| Filtros de carbón activo estándar    | Disolventes / Ácidos / Mixtos    |
| Filtros de carbón activo especiales  | A solicitar                      |
| Sistema de ventilación filtrante     | CFN certificado NF x 15-211      |
| Otros accesorios                     | Ver accesorios Chemihood Plus    |
| Descargar Ficha completa             | "PDF"                            |