


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Armario de seguridad para fitosanitarios serie **PHITO 100**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos fitosanitarios serie Phito.

Modelo	PHITO 100
Referencia	EO900V
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para fitosanitarios
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 2 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1000 x 450 x 2000
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	990 x 430 x 1980
Peso (Kgs.)	65
Puertas	2 ciegas
Separación interna	No
Estantes ajustables en altura	3
Cubeta de retención con rejilla	Si, sin rejilla
Capacidad botellas 1 litro	96
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	No
Otros accesorios	Ver accesorios serie Phito