


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Vitrinas de flujo laminar vertical riesgo biológico clase II

BIO ACTIVA 150 VE



Modelo	BioActiva 150VE
Referencia	BACT150VE
Categoría 1	Vitrinas de flujo laminar vertical
Categoría 1-2	Riesgo Biológico
Categoría 1-2-1	Clase II - Tipo A-B3
Categoría 1-2-1-1	Ancho 1500
Categoría 1-2-1-1-1	Altura 1310
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1465 x 795 x 1310
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	1400 x 690 x 640
Peso (Kgs)	225
Ventana frontal	Vidrio templado motorizado
Iluminación	2 lámparas fluorescentes >800 LUX
Alarmas acústicas / visuales	+/- velocidad - filtros - Lámpara UV
Tomas eléctricas	1 interna 4A - 230V 50Hz
Luz UV	Opcional
Filtros Hepa	2 (1 flujo laminar + 1 extracción)
Superficie de trabajo	Acero Inox. Aisi 304 (en segmentos)
Servicios opcionales	Gas / Vacío / Aire comprimido
Ventilación	1 extractor incluido
Controlador velocidad aire	Regulación automática velocidad
Instalación	A solicitar
Otros accesorios	Ver accesorios
Descargar ficha completa	"PDF"