


Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Absorbentes **AB-UNIV-CAJA2**



Modelo	AB-UNIV-CAJA2
Referencia	SFL114H
Categoría 1	Hojas y rollos absorbentes
Categoría 1-2	Dispensador hojas precortadas
Tipo vertidos	Universal: inflamables, corrosivos,...
Gramaje	Espesor doble
Dimensiones (LxA) cm.	2300 x 38
Color	Gris
Resistencia	Muy buena
Material	Polipropileno
Capacidad absorción (LTR)	44
Textura	Alveolada
Residuos	< 0,05%
Peso (Kgs)	3