


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



Vitrinas de extracción total de gases.

ASEM WALK-IN CLASE 0 180

Vitrina Walk-In clase 0 (uso productos químicos en general: disolventes, ácidos)

Modelo	ASEM Walk-In Clase 0 180
Referencia	CPRW187EN
Categoría 1	Vitrinas de extracción total
Categoría 1-2	Vitrinas Walk-In
Categoría 1-2-1	Clase 0 (metálica acabado epoxy)
Categoría 1-2-1-1	Ancho 1800
Categoría 1-2-1-1-1	Altura 2500
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1779 x 1070 x 2500
Iluminación	Incluida (LED = +500 Lux)
Interruptor Luz	Si
Tomas eléctricas	4 tipo Shucko
Interruptor motor	Si + Guardamotor
Superficie de trabajo	No
Servicios incluidos	Ver accesorios
Ventilación	Ver extractores accesorios
Controladores velocidad aire	Ver controladores accesorios
Instalación	A solicitar
Otros accesorios	Ver catálogo general vitrinas
Descargar ficha completa	"PDF"