


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



Vitrinas de extracción total.

CP ASEM CLASE 1 120

Vitrina integral clase 1 (predominancia uso productos corrosivos)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Modelo | CP ASEM Clase 1 120 |
| Referencia | CP1125EN |
| Categoría 1 | Vitrinas de extracción total |
| Categoría 1-2 | Integral CP 1 |
| Categoría 1-2-1 | Clase 1 (aglomerado con laminado ignífugo) |
| Categoría 1-2-1-1 | Ancho 1200 |
| Categoría 1-2-1-1-1 | Altura 2300 |
| Dimensiones externas (L x F x A) mm. | 1265 x 982 x 2300 |
| Iluminación | Incluida (LED = +500 Lux) |
| Interruptor Luz | Si |
| Tomas eléctricas | 4 tipo Shucko |
| Interruptor motor | Si + Guardamotor |
| Superficie de trabajo | Si, gres monolítico reborde perimetral |
| Servicios incluidos | Grifo, agua + mando + piletta mural |
| Ventilación | Ver extractores accesorios |
| Controladores velocidad aire | Ver controladores accesorios |
| Instalación | A solicitar |
| Otros accesorios | Ver catálogo general vitrinas |
| Descargar ficha completa | "PDF" |