


Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



Vitrinas de extracción
total.

CP ASEM CLASE 1 150

Vitrina integral clase 1 (predominancia
uso productos corrosivos)

Modelo	CP ASEM Clase 1 150
Referencia	CP1157EN
Categoría 1	Vitrinas de extracción total
Categoría 1-2	Integral CP 1
Categoría 1-2-1	Clase 1 (aglomerado con laminado ignífugo)
Categoría 1-2-1-1	Ancho 1500
Categoría 1-2-1-1-1	Altura 2500
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1565 x 982 x 2500
Iluminación	Incluida (LED = +500 Lux)
Interruptor Luz	Si
Tomas eléctricas	4 tipo Shucko
Interruptor motor	Si + Guardamotor
Superficie de trabajo	Si, gres monolítico reborde perimetral
Servicios incluidos	Grifo, agua + mando + piletta mural
Ventilación	Ver extractores accesorios
Controladores velocidad aire	Ver controladores accesorios
Instalación	A solicitar
Otros accesorios	Ver catálogo general vitrinas
Descargar ficha completa	"PDF"