


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



Vitrinas de extracción total.

ASEM CLASE 0 DESTILACIÓN 120

Vitrina destilación clase 0 (uso productos químicos en general: disolventes, ácidos)

Modelo	ASEM Clase 0 destilación 120
Referencia	CPD125EN
Categoría 1	Vitrinas de extracción total
Categoría 1-2	Integral destilación
Categoría 1-2-1	Clase 0 (metálica acabado epoxy)
Categoría 1-2-1-1	Ancho 1200
Categoría 1-2-1-1-1	Altura 2500
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1265 x 982 x 2500
Iluminación	Incluida (LED = +500 Lux)
Interruptor Luz	Si
Tomas eléctricas	4 tipo Shucko
Interruptor motor	Si + Guardamotor
Superficie de trabajo	Si, gres monolítico reborde perimetral
Servicios incluidos	Grifo, agua + mando + pileta mural
Ventilación	Ver extractores accesorios
Controladores velocidad aire	Ver controladores accesorios
Instalación	A solicitar
Otros accesorios	Ver catálogo general vitrinas
Descargar ficha completa	"PDF"