


Productos  
de seguridad  
para el  
laboratorio  
y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

Vitrinas de extracción  
total.

## ICP ASEM CLASE 0 180



Vitrina de sobremesa clase 0 (uso  
productos químicos en general:  
disolventes, ácidos...)

Modelo	ICP ASEM Clase 0 180
Referencia	ICP180EN
Categoría 1	Vitrinas de extracción total
Categoría 1-2	Vitrinas de sobremesa
Categoría 1-2-1	Clase 0 (metálica acabado epoxy)
Categoría 1-2-1-1	Ancho 180
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1800 x 887 x 1600
Iluminación	Incluida (LED = + 500 Lux)
Interruptor Luz	Si
Tomas eléctricas	2 tipo Shucko
Interruptor motor	Si + Guardamotor
Superficie de trabajo	No incluida (ver accesorios)
Ventilación	Ver extractores accesorios
Controladores velocidad aire	Ver controladores accesorios
Instalación	A solicitar
Otros accesorios	Ver catálogo general vitrinas
Descargar ficha completa	"PDF"