


Productos
de seguridad
para el
laboratorio
y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Vitrinas de extracción
total.

ICP ASEM 180PP



Vitrina de sobremesa en polipropileno
(uso de productos muy corrosivos /
concentrados)

Modelo	ICP ASEM PP 180
Referencia	ICP180PP
Categoría 1	Vitrinas de extracción total
Categoría 1-2	Vitrinas de sobremesa
Categoría 1-2-1	PP
Categoría 1-2-1-1	Ancho 180
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1800 x 887 x 1600
Iluminación	Incluida (LED = +500 Lux)
Interruptor Luz	Si
Tomas eléctricas	2 tipo Shucko
Interruptor motor	Si + Guardamotor
Superficie de trabajo	No incluida (ver accesorios)
Ventilación	Ver extractores accesorios
Controladores velocidad aire	Ver controladores accesorios
Instalación	A solicitar
Otros accesorios	Ver catálogo general vitrinas
Descargar ficha completa	"PDF"