


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Vitrinas de extracción total.

ICP2 ASEM CLASE 1 150



Vitrina autoportante clase 1 (predominancia uso productos corrosivos)

Modelo	ICP2 ASEM CLASE 1 150
Referencia	ICP250EN
Categoría 1	Vitrinas de extracción total
Categoría 1-2	Vitrinas con estructura portante
Categoría 1-2-1	Clase 1 (aglomerado con laminado ignífugo)
Categoría 1-2-1-1	Ancho 150
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1500 x 887 x 2500
Iluminación	Incluida (LED = +500 Lux)
Interruptor Luz	Si
Tomas eléctricas	2 tipo Shucko
Interruptor motor	Si + Guardamotor
Superficie de trabajo	Si, Greslam
Servicios incluidos	Grifo agua + mando + pileta mural
Ventilación	Ver extractores accesorios
Controladores velocidad aire	Ver controladores accesorios
Instalación	A solicitar
Otros accesorios	Ver catálogo general vitrinas
Descargar ficha completa	"PDF"