


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



Vitrinas de extracción total.

ICP2 ASEM CLASE PP 150

Vitrina autoportante en polipropileno (uso de productos muy corrosivos / concentrados)

Modelo	ICP2 ASEM Clase PP 150
Referencia	ICP250PP
Categoría 1	Vitrinas de extracción total
Categoría 1-2	Vitrinas con estructura portante
Categoría 1-2-1	PP
Categoría 1-2-1-1	Ancho 150
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1500 x 887 x 2500
Iluminación	Incluida (LED = +500 Lux)
Interruptor Luz	Si
Tomas eléctricas	2 tipo Shucko
Interruptor motor	Si + Guardamotor
Superficie de trabajo	Si, en polipropileno
Servicios incluidos	Grifo, agua + mando + pileta mural
Ventilación	Ver extractores accesorios
Controladores velocidad aire	Ver controladores accesorios
Instalación	A solicitar
Otros accesorios	Ver catálogo general vitrinas