


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER



Vitrinas de extracción total.

## **ICP2 ASEM CLASE PP 180**

Vitrina autoportante en polipropileno (uso de productos muy corrosivos / concentrados)

<b>Modelo</b>	ICP2 ASEM Clase PP 180
<b>Referencia</b>	ICP280PP
<b>Categoría 1</b>	Vitrinas de extracción total
<b>Categoría 1-2</b>	Vitrinas con estructura portante
<b>Categoría 1-2-1</b>	PP
<b>Categoría 1-2-1-1</b>	Ancho 180
<b>Dimensiones externas (L x F x A) mm.</b>	1800 x 887 x 2500
<b>Iluminación</b>	Incluida (LED = +500 Lux)
<b>Interruptor Luz</b>	Si
<b>Tomas eléctricas</b>	2 tipo Shucko
<b>Interruptor motor</b>	Si + Guardamotor
<b>Superficie de trabajo</b>	Si, en polipropileno
<b>Servicios incluidos</b>	Grifo, agua + mando + pileta mural
<b>Ventilación</b>	Ver extractores accesorios
<b>Controladores velocidad aire</b>	Ver controladores accesorios
<b>Instalación</b>	A solicitar
<b>Otros accesorios</b>	Ver catálogo general vitrinas