



Tiras y papeles indicadores de pH

Tiras de pH

Código producto	Nombre del producto	Graduación	Graduación en unidades de pH	Tamaño del envase
CL09.1601	Tiras indicadoras universales	pH 0 - 14	1	100 tiras/pack
CL09.1602	Tiras indicadoras de pH	pH 0 - 6.0	0.5	100 tiras/pack
CL09.1603	Tiras indicadoras de pH	pH 2.0 - 9.0	0.5	100 tiras/pack
CL09.1604	Tiras indicadoras de pH	pH 4.0 - 10.0	0.5	100 tiras/pack
CL09.1605	Tiras indicadoras de pH	pH 6.5 - 10.0	0.5	100 tiras/pack
CL09.1606	Tiras indicadoras de pH	pH 7.0 - 14.0	0.5	100 tiras/pack
CL09.1607	Tiras indicadoras de pH	pH 0 - 1.5	0.2/0/3	100 tiras/pack
CL09.1608	Tiras indicadoras de pH	pH 2.5 - 4.5	0.3	100 tiras/pack
CL09.1609	Tiras indicadoras de pH	pH 4.0 - 7.5	0.3	100 tiras/pack

Papeles de pH

Código producto	Nombre del producto	Graduación	Graduación en unidades de pH	Tamaño del envase
CL09.1610	Papel indicador universal	pH 1 - 14	1	Rollo de 5 m
CL09.1611	Papel indicador universal	pH 1 - 14	1	Rollo de recambio de 3 x 5 m
CL09.1612	Papel indicador universal	pH 1 - 11	1	Rollo de 5 m
CL09.1613	Papel indicador universal	pH 1 - 11	1	Rollo de recambio de 3 x 5 m
CL09.1614	Papel Comparador	pH 0.5 - 5.5	0.5	Rollo de 5 m
CL09.1615	Papel Comparador	pH 0.5 - 5.5	0.5	Rollo de recambio de 3 x 5 m
CL09.1616	Papel Comparador	pH 5.5 - 9	0.5	Rollo de 5 m
CL09.1617	Papel Comparador	pH 5.5 - 9	0.5	Rollo de recambio de 3 x 5 m

¡Tenemos las soluciones!



Tiras reactivas Chem-QUANT®



Tiras reactivas Chem-QUANT®

- Reliable and precise
- Non-bleeding
- Easy for on-site analysis
- Very quick

Uso de Chem-QUANT®

- Sumergir la tira en la muestra
- Espere de 1 a 2 minutos para la reacción
- Comparar con la carta de colores

Tiras de pH

Código producto	Nombre del producto Chem-Lab	Graduación	Tamaño del envase
CL09.0301	Chem-QUANT® Amonio 400	0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/L NH4+	100 tiras/pack
CL09.0302	Chem-QUANT® Dureza carbonatada	0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 °d	100 tiras/pack
CL09.0303	Chem-QUANT® Cloro 20	0 - 1 - 3 - 5 - 20 mg/L	100 tiras/pack
CL09.0304	Chem-QUANT® Cloro 1000	0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L	100 tiras/pack
CL09.0305	Chem-QUANT® Fluoruro 100	0 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/L	100 tiras/pack
CL09.0306	Chem-QUANT® Glucosa 2000	0 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 2000 mg /dL	100 tiras/pack
CL09.0307	Chem-QUANT® Nitrato 500	0 - 10 - 25 - 50 - 250 - 500 mg/L	100 tiras/pack
CL09.0308	Chem-QUANT® Nitrito 80	0 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/L	100 tiras/pack
CL09.0309	Chem-QUANT® Ácido peracético 50	0 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/L	100 tiras/pack
CL09.0310	Chem-QUANT® Ácido peracético 2000	0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 mg/L	100 tiras/pack
CL09.0311	Chem-QUANT® Peróxido 25	0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/L	100 tiras/pack
CL09.0312	Chem-QUANT® Peróxido 1000	0 - 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mg/L	100 tiras/pack
CL09.0313	Chem-QUANT® Fosfato 500	0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L	100 tiras/pack
CL09.0314	Chem-QUANT® QAC 25-1000	0 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L Benzalkonium chloride	100 tiras/pack
CL09.0315	Chem-QUANT® Plata 10	0 - 1 - 1.75 - 2.75 - 3.5 - 5 - 7 - 10 g/L	10 paquetes de 20 tiras
CL09.0316	Chem-QUANT® Sulfito 500	10 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L	100 tiras/pack

¡Tenemos las soluciones!