



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER



**DURAN  
WHEATON  
KIMBLE**

Excellence in your hands

# LABORHITS

## Frascos de boca ancha GLS 80® DURAN®

Ideales para cualquier aplicación  
con polvos o granulados

Con tapón de rosca



Frasco de laboratorio con cuello ancho GLS80® (80 mm de diámetro), autoclavables y resistentes a temperaturas de hasta 500 °C. Vidrio neutro / tipo I según USP/EP. Con código Retrace (Identificación de lote). Certificado disponible a través de Internet. El cuello ancho es ideal para cualquier aplicación con polvos o granulados, facilitando el llenado y el vaciado. La rosca especial permite la apertura en menos de un giro. Con tapón de rosca de PP y anillo de vertido (autoclavables y resistentes a temperaturas de hasta 140 °C). Con tapón de apertura rápida mejorado que permite que la botella se abra y cierre fácilmente con un mínimo de giros.



Capacidad ml	Diám. mm	Altura sin cierre mm	ud.E	Código
250	95	105	1	9.071 896
500	101	152	1	9.284 510
1000	101	222	1	9.284 511
2000	136	252	1	9.284 512
3500	160	271	1	9.071 966
5000	182	314	1	9.284 513
10000	227	389	1	9.284 514
20000	288	484	1	9.284 515