



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



IKA[®]

LABORHITS

LLG-Agitador magnético RCT estándar 2.0

La nueva generación de la marca conjunta IKA/LLG top ventas: agitador magnético estándar LLG-RCT. ¡Nuevo diseño, nuevas características! Calidad fiable y de confianza.

Juego completo con PT 1000

Fabricado en Alemania

Diseño 2.0



Características

- Velocidad y temperatura controladas digitalmente
- Pantalla LED claramente dispuesta
- Visualización digital del límite de temperatura de seguridad establecido
- Indicador de superficie caliente para evitar quemaduras
- Circuito de seguridad ajustable de la temperatura de la placa calefactora
- Visualización digital del código de error
- Conexión para sonda de temperatura externa PT 1000
- Placa calefactora de aluminio para una transferencia óptima del calor
- Mayor seguridad gracias a la tecnología mejorada de control del calor
- Interfaz USB
- Potente motor
- Acoplamiento magnético mejorado
- Suministrado con tapa de protección de la carcasa
- Probado según DIN EN IEC 61010-1

Material de suministro: Agitador magnético, sonda de temperatura PT 1000, destornillador, tapa protectora, cable de red C16 (H11)

Especificaciones

Cantidad máx. de agitación (H₂O): 20 l
Gama de velocidades: 50 ... 1500 rpm
Placa calefactora: Ø 135 mm
Gama de temperaturas: RT + autocalentamiento del dispositivo ... 310 °C
Potencia calorífica: 600 W
Rango de temperatura de seguridad: 50 ... 360 °C
Dimensiones (An x Pr x Al): 160 x 270 x 85 mm
Peso: 2,4 kg
Alimentación eléctrica: 220 ... 230/115/100 V, 50/60 Hz
Código IP: IP 42

Tipo	ud.E	Código
LLG-RCT estándar 2.0, enchufe UE	1	6.320 400
LLG-RCT estándar 2.0, enchufe CH	1	6.320 401
LLG-RCT estándar 2.0, enchufe UK	1	6.320 402