

LABORHITS

Microcentrífuga Z 167 M

Ideal para la centrifugación de rutina

Accionamiento potente



NEW

La Z 167 M es ideal para la centrifugación de rutina de tubos de reacción. Equipada con un potente accionamiento, acelera el rotor de 18 x 1,5/2,0 ml en muy poco tiempo hasta aprox. 16.000 x g. Representación visual en color del estado de funcionamiento, como por ejemplo la parada, el modo de reposo o la centrifugación.

Material de suministro: Microcentrífuga Z 167 M incl. rotor angular para 18 x 1,5/2,0 ml.

Características

- Microprocesador con gran pantalla LCD
- Cierre electromagnético de la tapa
- Identificación y corte de desequilibrios activos
- Sistema de refrigeración por aire
- Indicación permanente de los valores preestablecidos y reales
- Almacenamiento de hasta 99 ejecuciones
- Nivel de ruido < 57 dBA, a velocidad máxima
- Teclado de lámina a prueba de salpicaduras con función táctil
- Fabricada de acuerdo con las Normas Internacionales de Seguridad, es decir, IEC 61010

Especificaciones

- Máx. RCF:** 15.994 x g
- Velocidad máx.:** 14.000 rpm
- Capacidad máx.:** 18 x 1,5/2,0 ml
- Temporizador:** 59 min 50 s / 10 s en incrementos, 99 h 59 min / incrementos de 1 min
- Consumo de energía:** 130 W
- Dimensiones (An x L x Alt):** 280 x 350 x 240 mm
- Peso:** 12 kg
- Fuente de alimentación:** 230 V, 50/60 Hz

Tipo	PK	Código
Z 167 M incl. rotor angular	1	4.665 708