



## Kakuhunter

Kakuhunter es el fabricante japonés de mezcladoras planetarias centrífugas.

Este tipo de centrífugas disponen de un sistema de control de velocidad de rotación y revolución de forma individual, ajustable hasta en 90 patrones diferentes gracias a sus 10 programas de rotación y 9 programas de revolución.

Las características de las mezcladora planetaria centrífuga permiten resolver varios problemas clave en la mezcla de materiales: mejora la homogeneización y evita la formación de grumos, aumenta la eficiencia y uniformidad en la dispersión de mezclas, permite un funcionamiento ininterrumpido a diferentes velocidades, ofrece la opción de separación de materiales como en una centrífuga, y facilita la emulsión eficiente en poco tiempo. Además, su versatilidad permite optimizar procesos como el mezclado, desgasificación y dispersión de materiales.



### Productos

- Planetary Centrifugal Mixer SK-300SII
- Planetary Centrifugal Mixer SK-350TII
- Planetary Centrifugal Mixer SK-1100T
- Planetary Centrifugal Mixer SK-2000T
- Planetary Centrifugal Mixer SK-3000TII

