


LABORHITS

Buretas automáticas con protección contra astillas



Vidrio de borosilicato 3.3

Con protección contra astillas

Bureta según el Dr. Schilling con protección contra astillas, con bandas de Schellbach, sistema automático de puesta a cero y dosificador Bürkle.

La bureta de vidrio está cubierta con una lámina de plástico que aumenta la resistencia a la tracción y sirve como protección contra astillas. La probabilidad de que la bureta se rompa se reduce en comparación con las buretas convencionales e incluso en caso de que la bureta se rompa, no se producirán astillas peligrosas.

El dosificador permite una dosificación precisa a través del pulsador o del microtornillo, así como una dosificación precisa a través de una punta de salida fina.

Características

- Con protección contra astillas
- Ajustadas a Ex
- Resistentes a los golpes, resistentes a los productos químicos
- Punta de salida exacta, formación de gotas finas
- Partes en contacto con el medio: PE, caucho natural, PP, vidrio de borosilicato

Capacidad ml	Grad. ml	Tolerancia \pm ml	Altura mm	PK	Código
15	0,1	0,045	520	1	6.280 403
25	0,1	0,045	650	1	6.280 404
50	0,1	0,075	920	1	6.280 405