

LABORHITS

LLG-Ropa de protección de un solo uso



Confort

Calidad elevada

1 Monos desechables

PP blanco no tejido de 30 g / m², con capucha y cremallera, banda elástica en la capucha, en las muñecas y los tobillos. Sin látex.

Tamaño	ud.E	Código
L	10	6.282 791
XL	10	6.282 792
XXL	10	6.282 793

2 Batas desechables

De PP blanco. 30 g/m². Talla universal con cuello de camisa y bandas elásticas en las muñecas. Libre de látex. Sin bolsillos, con botones.

Descripción	ud.E	Código
LLG-Batas desechables	50	6.282 796

LABORHITS



Gorros tipo Bouffant

Capa de PP de 10 g/m², tamaño universal Ø 52 cm con entorno elástico, sin látex.

Color	ud.E	Código
Verde	100	6.282 788
Blanco	100	6.282 789
Azul	100	6.282 790



Mangas de protección desechables, PE

Capa de PE elástica, libre de látex, longitud de 40 cm.

Grosor µm	Color	ud.E	Código
20	Azul	100	6.282 797
20	Blanco	100	6.282 798
40	Azul	100	6.282 799



Cubrezapatos desechables, PP, con suela de CPE

PP blanco no tejido de 38 g / m² con suela azul antideslizante de CPE de 38 µm con elástico. Exento de látex. Tamaño universal, longitud 40 cm.

Tipo	ud.E	Código
LLG-cubrezapatos desechables con suela de CPE	50	6.282 794



Cubrezapatos desechables, CPE

Película azul de CPE con relieve de 30 µm con banda elástica. Sin látex, tamaño universal, longitud 41 cm.

Tipo	ud.E	Código
LLG-cubrezapatos desechables, CPE	100	6.282 795