




SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



LABORHITS

Asas de Inoculación LLG



Las asas de inoculación LLG son ideales para recoger colonias aisladas para la inoculación de medios de cultivo.

Solo para investigación y desarrollo.

Características

- Forma ergonómica
- PS, estéril
- Calidad - Fabricado en la UE
- Muy flexible

Longitud mm	Capacidad nom. μ l	Color	Forma	Ud.E	Código
195	1	verde oscuro	asa, rígida	1000	4.691 889
195	10	azul	asa, rígida	1000	4.691 890
195	1	verde claro	asa, flexible	1000	4.691 891
195	10	azul claro	asa, flexible	1000	4.691 892