

SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



LABORHITS

Tomamuestras Desechables Bio-PE con Etiqueta ACT

La pureza de los productos desechables y la sostenibilidad ecológica, ¡perfectamente combinadas!

Con nuestras líneas de productos **LaboPlast® Bio** y **SteriPlast® Bio**, ofrecemos productos que reúnen todas las propiedades para un muestreo de alta calidad. El aumento de los requisitos en muchas industrias sólo puede satisfacerse en parte con productos desechables. Sin embargo, para

tener en cuenta la conciencia medioambiental y salvaguardar una actuación ecológicamente sostenible, también ofrecemos estos productos desechables fabricados con bioplástico. Los bioproductos LaboPlast® sólo se fabrican a partir de materias primas renovables. Además, los bioproductos

SteriPlast® se esterilizan mediante rayos gamma. El bio-PE es 100 % reciclable y se fabrica sin materias primas fósiles. Esto también implica un ahorro de CO₂, así como una reducción del efecto invernadero. Además, toda la gama LaboPlast Bio cuenta con la certificación ACT de My Green Lab.

¿Qué es la etiqueta ACT?



La etiqueta ACT es la primera etiqueta de sostenibilidad para productos de laboratorio desarrollada por la organización sin ánimo de lucro My Green Lab. Esta etiqueta proporciona información clara y verificada por una organización independiente, la Sustainable Management and Strategy Collaborative, sobre el impacto ambiental de los productos de laboratorio, lo que facilita la adquisición de productos ecológicos para laboratorios.


La etiqueta ACT significa Responsabilidad, Coherencia y Transparencia. Similar a la Nutri-Score de los productos alimentarios, indica cómo se comporta el producto en varias categorías de sostenibilidad. A cada producto se le asigna un Factor de Impacto Ambiental (FEI).

Este factor se basa en una evaluación holística del proceso de fabricación, el consumo de energía y agua, el envasado y la eliminación del producto. Un factor FEI más bajo indica un menor impacto ambiental global y, por tanto, un producto más sostenible.

Para más información sobre la etiqueta ACT, visite act.mygreenlab.org



 EU	
Bürkle GmbH Spoon LaboPlast Bio, single-use, Bio-PE, 10 ml	
Bad Bollingen, Baden-Württemberg, Germany SKU 5379-0012	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 Environmental Impact Scale 10 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Decreasing Environmental Impact </div>	
Manufacturing	
Manufacturing Impact Reduction	3.0
Renewable Energy Use	Yes
Responsible Chemical Management	5.0
Shipping Impact	1.0
Product Content	1.0
Packaging Content	10.0
User Impact	
Energy Consumption (kWh/day)	N/A
Water Consumption (liters/day)	N/A
Product Lifetime	5.0
End of Life	
Packaging	7.0
Product	8.9
Innovation	
Innovative Practices	-1.0
Environmental Impact Factor:	39.9
Label Valid Through:	August 2025
 act.mygreenlab.org	



LABORHITS

Selección de Productos con Certificación ACT

SteriPlast
Bio



Palas desechables, PE verde, estériles

Contenido ml	Longitud mm	Código
25	141	6.265 049
50	160	6.265 050
100	205	6.265 051
150	216	6.265 052

LaboPlast
Bio



Palas desechables, mango largo, PE verde, estériles

Contenido ml	Longitud mm	Código
50	390	4.680 845
100	415	4.680 847



Espátulas desechables, PE verde, estériles

Profundidad de inserción mm	Longitud mm	Código
150	263	6.265 061



Espátula de muestreo desechable, PE verde, estéril

Embalaje	Longitud mm	Código
esterilizados, envasados individualmente	192	4.680 863



Cucharas desechables PE verde, estériles

Contenido ml	Longitud mm	Código
2,5	127	6.265 053
10	170	6.265 054



Cucharas desechables, mango largo, PE verde, estériles

Contenido ml	Longitud mm	Código
5	355	4.680 823
20	375	4.680 825



Cucharas desechables, curvadas mango largo, PE verde, estériles

Contenido ml	Longitud mm	Código
10	360	4.680 835



Cucharas desechables, mango largo, PE verde, estériles

Contenido ml	Longitud mm	Código
30	365	4.680 853



Embudos de polvo desechables, Bio PE, estériles, blancos

Embudo Ø mm	Vástago Ø mm	Código
100	10	4.684 553



Embudos de polvo desechables, Bio PE, estériles, blancos

Embudo Ø mm	Vástago Ø mm	Código
100	25	4.684 559

