

SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



LABORHITS

Conectores para tubos



Para conectar, ramificar, unir, reparar, etc. - los campos de aplicación de los conectores para tubos son múltiples.

Por ello, Bürkle ofrece una amplia gama de conectores de manguera de diferentes formas, tamaños y materiales para garantizar una conexión segura incluso en las aplicaciones más exigentes.

Polipropileno (PP) - para aplicaciones estándar

- Resistente a temperaturas de hasta +135 °C máx.
- Buena resistencia química

PVDF - para aplicaciones exigentes

- Resistente a temperaturas de hasta +160 °C máx.
- Excelente resistencia química

Apto para productos alimenticios

Autoclave

Conectores para tubos, rectos, cilíndricos



LaboPlast


Material	Para Ø mm	Ud.E	Código
PP	3-5	10	6.052 564
PP	5-7	10	6.052 566
PP	7-9	10	6.052 565
PP	9-11	10	6.052 194
PP	11-13	10	6.052 567
PP	13-15	10	6.052 568
PVDF	3-5	10	6.227 011
PVDF	5-7	10	6.203 362
PVDF	7-9	10	6.301 806
PVDF	9-11	10	6.301 807
PVDF	11-13	10	4.687 797
PVDF	13-15	10	4.687 791

Conectores acodados



LaboPlast


Material	Para Ø mm	Ud.E	Código
PP	3-5	10	6.052 581
PP	5-7	10	6.052 582
PP	7-9	10	6.052 583
PP	9-11	10	6.052 584
PP	11-13	10	6.052 585
PP	13-15	10	6.052 586
PVDF	3-5	10	6.230 436
PVDF	5-7	10	6.203 363
PVDF	7-9	10	6.231 340
PVDF	9-11	10	6.053 710
PVDF	11-13	10	6.053 711
PVDF	13-15	10	4.687 792



LABORHITS

Conectores para tubos

Conectores en Y



Material	Para Ø mm	Ud.E	Código
PP	3-5	10	6.085 709
PP	5-7	10	6.052 575
PP	6-8	10	6.052 576
PP	7-9	10	6.052 577
PP	9-11	10	6.052 578
PP	11-13	10	6.052 579
PP	13-15	10	6.052 580
PVDF	3-5	10	6.230 434
PVDF	5-7	10	6.071 786
PVDF	7-9	10	6.253 134
PVDF	9-11	10	6.230 435
PVDF	11-13	10	4.687 789
PVDF	13-15	10	6.232 747

Conectores en T



Material	Para Ø mm	Ud.E	Código
PP	3-5	10	6.085 708
PP	5-7	10	6.052 570
PP	7-9	10	6.052 571
PP	9-11	10	6.052 193
PP	11-13	10	6.052 572
PP	13-15	10	6.052 573
PVDF	3-5	10	6.229 224
PVDF	5-7	10	6.230 431
PVDF	7-9	10	6.251 415
PVDF	9-11	10	6.230 432
PVDF	11-13	10	4.687 790
PVDF	13-15	10	4.687 791

Conectores de cuatro vías



Material	Para Ø mm	Ud.E	Código
PP	3-5	10	6.085 710
PP	5-7	10	6.204 150
PP	7-9	10	6.052 195
PP	9-11	10	6.056 505
PP	11-13	10	6.227 527
PP	13-15	10	6.227 528
PVDF	3-5	10	6.490 926
PVDF	5-7	10	6.490 927
PVDF	7-9	10	4.687 793
PVDF	9-11	10	4.687 794
PVDF	11-13	10	4.687 795
PVDF	13-15	10	4.687 796

Conectores universales



Material	Para Ø mm	Ud.E	Código
PP	4-17	10	6.079 152
PVDF	4-17	10	7.621 557

Colección | 68 conectores para tubos

Colección compuesta por 68 conectores (PP) de diferentes tamaños (2 piezas cada uno):

- Conector recto
- Conector en T
- Conector en Y
- Conector de cuatro vías
- Conector acodado
- Conector universal
- Conector reductor

Descripción	Código
Colección de 68 conectores para tubos	6.078 603

