

SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



LABORHITS

Gama de bombas - Bombas de llenado flexibles

Con tapones universales de PVC blando para aberturas de contenedor de 30 - 70 mm Ø

Tubos de PE, PP, PVDF o V2A para diferentes líquidos

Opcionalmente disponible como bomba manual o de pie




El programa de bombas OTAL® lleva 70 años en el mercado. Las bombas son populares y apreciadas gracias a su fácil manejo en el uso diario. Gracias a su sencillo sistema de tapón, las bombas OTAL® pueden utilizarse para todos los recipientes habituales. La OTAL® Mini permite llenar incluso recipientes muy pequeños.

Cuando se utilizan bombas OTAL®, sólo el tubo entra en contacto con el líquido, por lo que se puede llenar una gran cantidad de líquido utilizando los materiales del tubo PP, PVDF y acero inoxidable AISI 304 (1.4301). Los distintos diámetros de tubo permiten ajustar individualmente los volúmenes de trasiego necesarios.

OTAL® Bombas de mano

Descripción	Capacidad de la bomba aprox. l/min	Tubo Ø mm	Material del tubo de salida	Profundidad de inmersión cm	ud.E	Código
① OTAL® Minibomba manual de PP	4	10	PP	45	1	9.001 210
② OTAL® Bomba manual de acero inoxidable	26	18	V2A	90	1	9.001 137
③ OTAL® Bomba manual de PVDF	20	16	PVDF	70	1	9.001 135
④ OTAL® Bomba manual de PP	20	15	PP	70	1	9.001 115
⑤ OTAL® Bomba manual con manguera y llave de paso	12	12	PP/PVC	70	1	9.001 138
⑥ OTAL® Bomba de batería	5	12	PP/PVC	70	1	6.078 628
⑦ OTAL® Bomba manual de PP	26	18	PP	70	1	9.001 118
⑧ OTAL® Bomba manual de PP	14	12	PP	70	1	9.001 112



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



LABORHITS

Gama de bombas - Bombas de llenado flexibles



OTAL® Bombas de pie



Descripción	Capacidad de la bomba aprox. l/min	Tubo Ø mm	Material del tubo de salida	Profundidad de inmersión cm	ud.E	Código
① OTAL® Bomba de pedal de PVDF	20	16	PVDF	70	1	9.001 130
② OTAL® Bomba de pie de PP	26	18	PP	70	1	9.001 018
③ OTAL® Bomba de pie con manguera y llave de paso	12	12	PP/PVC	70	1	9.001 133
④ OTAL® Bomba de pedal de acero inoxidable	26	18	V2A	90	1	9.001 132
⑤ OTAL® Bomba de pedal de PP	30	22	PP	90	1	9.001 022
⑥ OTAL® Bomba de batería	5	12	PP/PVC	70	1	7.631 319
⑦ OTAL® Bomba de pedal de PP	20	15	PP	70	1	9.001 015



OTAL® Bombas desechables



Descripción	Capacidad de la bomba aprox. l/min	Tubo Ø mm	Profundidad de inmersión cm	ud.E	Código
① OTAL® Bomba de mano desechable	20	15	90	1	4.670 769
② OTAL® Bomba de pie desechable	26	18	90	1	4.670 768

Accesorios

	ud.E	Código
Tubos de transporte PE para bombas desechables OTAL®, 10 unidades	1	4.670 770