


LABORHITS

Centrífuga compacta Z 207 A



Características

- Microprocesador con gran pantalla LCD
- Cierre eléctrico de la tapa
- Identificación activa de desequilibrios y desconexión
- Fabricado según las normas internacionales de seguridad, por ejemplo IEC 61010
- Nivel de ruido < 60 dBA a máx. velocidad
- Adaptador para tubos de bajo volumen
- Tecla „rápida“ para tiradas cortas
- Almacenamiento de hasta 99 procesos



Ideal para el uso con tamaños de muestra pequeños

Fácil de usar

La centrífuga compacta Z 207 A para 8 tubos de 15 ml es ideal para el uso con tamaños de muestra pequeños. Función „Touch“ del panel de control para un manejo sencillo, incluso cuando se trabaja con guantes.

Especificaciones

- Máx. RCF:** 4445 x g
Máx. velocidad: 6800 rpm
Máx. capacidad: 8 x 15 ml
Temporizador: hasta 59 min 50 seg / incrementos de 10 seg hasta 99 h 59 min / en incrementos de 1 min
Consumo de energía: 50 W
Dimensiones (An x L x Alt): 280 x 350 x 240 mm
Peso: 8 kg
Fuente de alimentación: 100-230 V, 50/60 Hz

Descripción	PK	Código
Centrífuga compacta Z 207 A, incl. rotor de ángulo fijo 8 x 15 ml	1	7.971 698
Rotor de ángulo fijo 8 x 15 ml	1	6.290 914
Set de adaptadores para tubos de 7 ml	2	6.225 844
Set de adaptadores para tubos de 5 ml	2	6.225 439
Set de adaptadores para tubos de 1,5 ml	6	6.261 823