



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

Thermo
SCIENTIFIC

LABORHITS

Mezclador vórtex digital



Control preciso de la velocidad

Dos modos de temporizador

Características

- Pantalla digital de velocidad y tiempo
- Modos continuo y táctil
- 2 modos de temporizador: cuenta atrás para repetir pruebas y temporizador de funcionamiento continuo

Para la mezcla continua o la pulsación de muestras con un control control de velocidad.

Material de suministro: Mezclador vórtex digital, plataforma de goma

Especificaciones

Tipo de movimiento: orbital

Rango de velocidad: 200 - 3000 rpm

Diámetro orbital: 4 mm

Carga máxima: 0,5 kg a 800 rpm

Temporizador: 0,1 s ... 99 min

Dimensiones (An x L x Alt): 151 x 205 x 131 mm

Peso neto: 6,5 kg

Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Clase de protección: IP 32

Garantía: 2 años

Tipo	ud.E	Código
Mezclador vórtex digital	1	6.316 358



Accesorios

Descripción	ud.E	Código
Plataforma para recipientes de fondo plano	1	4.681 396
Bandeja para microplacas	1	4.681 397
Plataforma de goma	1	4.681 395
6 Tiras de goma	1	4.681 377
Soporte para tubos 19 x Ø 10 mm	1	4.681 398
Soporte para tubos 13 x Ø 12 mm	1	4.681 399
Soporte para tubos 12 x Ø 15 mm	1	4.681 400
Soporte para tubos 7 x Ø 20 mm	1	4.681 401
Soporte para tubos 4 x Ø 26 mm	1	4.681 402
Adaptador de corriente múltiple, 220 V	1	4.681 334