



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER



**eVOQUA**  
WATER TECHNOLOGIES

# LABORHITS

## Sistema de agua ultrapura Ultra Clear™ TP ED TWF

**Apto para agua del grifo**

**Nuevo dispensador electrónico**



30 UV / 30 UV UF



60 UV / 60 UV UF



### Características

- Pantalla táctil multicolor de 7"
- Para agua del grifo
- Control del TOC (TM)
- Modo de desinfección guiado por el usuario
- Modo de ahorro de energía
- Posibilidad de montaje en la pared
- Conectividad Modbus
- Conexión USB, impresora y tarjeta SD

Los sistemas de agua ultrapura Ultra Clear™ TP ED TWF pueden conectarse directamente a la red de agua potable (Tap Water Feed) y se suministran con un tanque de almacenamiento de 30 l o 60 l para agua de tipo II. El sistema de ósmosis inversa incorporado tiene una tasa de recuperación de > 30 % para conservar el agua. Un módulo de intercambio iónico (DI) proporciona agua con < 2 µS/cm desde el depósito.

**Material de suministro:** sistema de agua ultrapura, 1 set de módulos y filtros.

### Especificaciones

- Salida de agua ultrapura:** hasta 2 l/min
- Resistencia:** 18,2 MΩ-cm
- Bacterias:** < 0,1 KbE/ml
- Partículas 0,2 µm/ml:** < 1
- Valor del TOC:** 3 ppb
- Conductividad:** 0,055 µS/cm
- Potencia:** 225 W
- Requisitos de alimentación:** 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Tipo	Contenido en endotoxinas EU/ml	Dimensiones (An x L x Alt) mm	Peso kg	ud.E	Código
TP ED 10 TWF 30 UV	-	340 x 550 x 535 / * 300 x 310 x 770	30,5	1	<b>4.683 654</b>
TP ED 10 TWF 30 UV UF	0,001	340 x 550 x 535 / * 300 x 310 x 770	30,5	1	<b>4.683 655</b>
TP ED 10 TWF 60 UV	-	340 x 550 x 535 / * 560 x 310 x 770	31,5	1	<b>4.683 656</b>
TP ED 10 TWF 60 UV UF	0,001	340 x 550 x 535 / * 560 x 310 x 770	31,5	1	<b>4.683 657</b>

\* Dimensiones del tanque