



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



LABORHITS

Balanzas compactas Compass™ CR



Diseño fino y apilable

Gran plataforma de pesaje

Fáciles de usar



Características

- Duración de la batería de hasta 300 horas en funcionamiento continuo
- Pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 15 mm
- Manejo sencillo y cómodo con 2 botones
- Carcasa ABS y plataforma de pesaje con patas antideslizantes

Serie de balanzas económicas para pesaje básico. Con una gran plataforma de pesaje para una gran variedad de aplicaciones móviles de pesaje en laboratorios, industria y educación.

Material de suministro: Balanza incl. 3 pilas AA

Pedir el adaptador de corriente por separado.

Especificaciones

Dimensiones (An x L x Alt): 140 x 205 x 41 mm

Dimensiones de la placa (An x L): 125 x 132 mm

Peso: 400 g

Tipo	Capacidad g	Precisión de lectura g	ud.E	Código
CR221	220	0,1	1	6.275 420
CR621	620	0,1	1	6.275 421
CR2200	2200	1,0	1	6.275 422
CR5200	5200	1,0	1	6.275 423