



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



LABORHITS

Agitador suspendido LLG-uniSTIRRER OH2, digital

**GARANTÍA
3
AÑOS**



**Pantalla para velocidad o par
intercambiable**

Protección contra sobrecarga

Uso universal

Características

- Motor sin escobillas y sin mantenimiento
- Indicador digital de velocidad
- Visualización de la velocidad o del par motor intercambiable
- Velocidad ajustable de forma continua
- Protección contra sobrecarga
- Alfombra antideslizante
- Carcasa delgada
- Funcionamiento silencioso
- Indicación de código de error
- Puerto RS232

Agitador de laboratorio económico diseñado para tareas de agitación sencillas para cantidades de hasta 20 l (H₂O). Ajuste automático de la velocidad entre 50 y 2200 min⁻¹ mediante tecnología controlada por microprocesador. Los circuitos de seguridad garantizan la desconexión automática en una situación de anti-calentamiento o de sobrecarga. La velocidad real y la ajustada se controlan constantemente, lo que garantiza que no se produzcan variaciones de velocidad no deseadas, incluso si cambia la viscosidad de la muestra.

Soporte:

Soporte de acero inoxidable que incluye nuez, dimensiones (An x L x Alt): 200 x 310 x 780 mm, alfombra antideslizante

Agitador:

Agitador de hélice de 4 palas, acero inoxidable, longitud del eje 400 mm, diámetro del agitador 50 mm

Material de suministro: Agitador suspendido LLG-uniSTIRRER OH2, soporte, alfombra antideslizante y agitador de 4 palas

Especificaciones

Cantidad máxima de agitación (H₂O): 20 l
Rango de velocidad: 50 ... 2.200 min⁻¹
Viscosidad máxima: 10.000 mPas
Potencia del motor de entrada/salida: 60/50 W
Precisión del indicador de velocidad: ± 3 min⁻¹
Par máximo en el eje de agitación: 40 Ncm
Pantalla: LCD
Rango de sujeción: 0,5 ... 10 mm
Dimensiones (An x L x Alt): 83 x 186 x 220 mm
Fuente de alimentación: 110 ... 240 V, 50/60 Hz
Grado de protección: IP 21

Tipo	Tipo de conector	ud.E	Código
LLG-uniSTIRRER OH2	EU	1	6.263 455
LLG-uniSTIRRER OH2	UK	1	6.263 456