



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

**-ebro-**  
a xylem brand

# LABORHITS

## Mini Data Logger de Temperatura EBI 11 Starter Kit SK 6100



EBI 11-T210



EBI 11-TP210 (opcional)



Robusto registrador de datos de temperatura EBI 11-T210 para el control de la pasteurización durante la producción. El registrador de datos se caracteriza por su pequeño tamaño y puede incorporarse al producto en botellas, latas y tarros para medir la temperatura. Con la interfaz IF 300 y el software Winlog.pro incluidos en el kit de inicio, se puede programar el registrador de datos de temperatura y leer los datos registrados.

Disponible opcionalmente:

EBI 11-TP210: El registrador de datos de temperatura/presión se ha desarrollado especialmente para medir la temperatura y la presión en el interior de botellas, latas o tarros para el control de la pasteurización.

- Carcasa de acero inoxidable apta para alimentos que ahorra espacio
- Uso versátil
- Rosca M5
- Sonda PT1000 axial y puntiaguda (Ø 3 mm)
- Longitud de la aguja 20 mm (EBI 11-T210)
- Memoria para hasta 15000 valores medidos con EBI 11-T210, hasta 2 x 7500 valores medidos para EBI 11-TP210
- Medición de presión con compensación de temperatura en todo el rango de medición (EBI 11-TP210)
- Sonda de temperatura PT1000 y sensor de presión piezoresistivo (EBI 11-TP210)
- Certificado de calibración de fábrica: 0 °C, 60 °C y 134 °C/  
EBI 11-TP210 adicional: 100 mbar, 3100 mbar y 6000 mbar con 25 °C, 3100 mbar con 134 °C

### Material de suministro:

Registrador de datos de temperatura EBI 11-T210, software Winlog.pro, interfaz IF 300

Tipo	Temperatura °C	Resolución	Dimension (Ø x H) mm	Peso g	Grado de protección	CE	Código
SK 6100	0 ... 140	0,01	16,5 x 24	45	IP 68	1	<b>4.691 830</b>

### Material de suministro:

Registrador de datos de temperatura/presión

Tipo	Temperatura °C	Presión mbar	Dimension (Ø x H) mm	Peso g	Grado de protección	CE	Código
EBI 11-TP210	0 ... 140	1 ... 8000	16,5 x 48	45	IP 68	1	<b>4.691 832</b>



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER

**-ebro-**  
a xylem brand

# LABORHITS

## Data Logger de Temperatura EBI 12 Starter Kit SK 6200



EBI 12-T237



EBI 12-TP237 (opcional)



Data logger de temperatura EBI 12-T237 para el control de alimentos durante la pasteurización en latas o tarros, así como para la supervisión y el mapeo de la temperatura. Con la interfaz IF 200 y el software Winlog.pro incluido en el kit de inicio, se puede programar el registrador de datos de temperatura y leer los datos registrados.

Disponible opcionalmente:

EBI 12-TP237: Registrador de datos de temperatura/presión robusto y esterilizable para la validación de procesos y el control rutinario o por lotes en lavadoras desinfectadoras y esterilizadores de vapor, autoclaves y todos los procesos en los que la presión es una variable relevante.

- Carcasa de acero inoxidable de alta calidad apta para alimentos
- Diseño axial con sonda PT1000 rígida (Ø 3 mm)
- Longitud de la aguja 100 mm (EBI 12-T237)
- Rosca M5 para fijación a la sonda
- Memoria para hasta 27840 valores medidos, EBI 12-TP237 hasta 2 x 33440 valores medidos
- Conexión de manguera y rosca interior M10x1 (EBI 12-TP237)
- Medición inalámbrica
- Transmisión de datos en tiempo real (EBI 12-TP237)
- Sonda de temperatura PT1000 y sensor de presión piezoresistivo (EBI 12-TP237)
- Certificado de calibración de fábrica: -20 °C, 0 °C, 60 °C y 134 °C / EBI 12-TP237 adicional: 100 mbar, 3100 mbar y 6000 mbar con 25 °C, 3100 mbar con 134 °C

### Material de suministro:

Registrador de datos de temperatura EBI 12-T237, software Winlog.pro, interfaz IF 200

Tipo	Temperatura °C	Resolución	Dimension (Ø x H) mm	Peso g	Grado de protección	CE	Código
SK 6200	-40 ... 140	0,01	48 x 24	110	IP 68	1	<b>4.691 833</b>

### Material de suministro:

Registrador de datos de temperatura/presión

Tipo	Temperatura °C	Presión mbar	Dimension (Ø x H) mm	Peso g	Grado de protección	CE	Código
EBI 12-TP237	0 ... 150	1 ... 4000	48 x 32	120	IP 68	1	<b>4.691 835</b>