

LABORHITS

Centrífuga Midi G-L

Motor potente

Para todos los procesos de separación



Características

- Motor de alto rendimiento
- Con tapa de metal
- Comienza sólo cuando la cubierta está firmemente cerrada
- Ajuste directo y fácil de la velocidad de rotación y los programas a través del teclado de membrana

Especificaciones

RCF máx.: 16500 x g
Velocidad máx.: 15700 min⁻¹
Capacidad máx.: 12 x 1,5 / 2,0 ml
Consumo de potencia: 65 W
Dimensiones (An x L x Alt): 200 x 280 x 140 mm
Peso: 3,9 kg
Temperatura ambiente admisible: 5 ... 40 °C
Tasa de humedad relativa máx.: 80 %
Nivel de ruido: 55 db(A)
Fuente de alimentación: 220 ... 230 V, 50 ... 60 Hz
Grado de protección: IP 20
Tipo de enchufe: UE, UK, CH

Debido a la separación de materiales a velocidades medias, esta centrífuga midi es ideal para todo tipo de procesos de separación, como en la biología molecular. Puede utilizarse con tubos estándar de 1,5 / 2 ml, así como con tiras de PCR (rotor opcional). La tapa se abre automáticamente con sólo pulsar un botón.

Material de suministro: Centrífuga Midi con rotor metálico con tapa para 12 recipientes, con una capacidad de 1,5/2 ml

Tipo	Tipo de enchufe	Ud.E.	Código
G-L	UE	1	4.664 755
G-L	UK	1	6.327 434
G-L	CH	1	6.327 435