

LABORHITS

Botella de Aluminio Economy



Cierre hermético y ajustado

Fácil de llenar y verter



Para almacenar, transportar y entregar. Irrompibles. Se puede vaciar completamente sin dejar residuos. De olor natural, impermeables a la luz e inoxidables. Los tapones están equipados con un autocierre y un anillo de seguridad interior y garantizan un cierre a prueba de fugas con un tapón de inserción.

Las botellas de aluminio más grandes (6 l, 12 l y 31 l) tienen un asa resistente.

Capacidad nominal ml	Ø mm	Altura mm	Rosca	Con la aprobación de la ONU	Ud.E.	Código
25	40,0	80,0	GL18	No	1	6.493 826
60	45,0	90,0	GL32	No	1	6.267 354
120	50,0	120,0	GL32	Sí	1	6.267 355
300	55,0	165,0	GL32	Sí	1	6.493 824
600	75,0	195,0	GL45	Sí	1	6.493 825
1200	90,0	225,0	GL45	Sí	1	6.493 032
6000	173,0	335,0	GL60	Sí	1	6.267 358
12000	215,0	430,0	GL50	Sí	1	6.267 359
31000	310,0	500,0	GL50	Sí	1	6.267 360