



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

LAUDA

LABORHITS

Baños de agua Hydro



Propiedades

- Interior de acero inoxidable de alta calidad
- Aplicaciones en el rango de ebullición posible (rango de temperatura: 25 a 100 °C)
- Pantalla TFT a color para un manejo intuitivo, visualización de la temperatura en °C y °F
- Temporizador programable
- Alarma óptica y acústica en caso de error

Los baños de agua Hydro están óptimamente equipados para cada aplicación en el laboratorio. Con su precisa distribución de temperatura, están diseñados para las necesidades de los laboratorios biológicos, médicos o bioquímicos. Los modelos H 8 A y H 16 A también están equipados con un sistema de circulación para la mezcla opcional.

Tipo	Volumen l	Dimensiones interiores (An x Pr x Al) mm	Dimensiones exteriores (An x Pr x Al) mm	Potencia nominal kW	Cantidad	Nº de producto
H 4	4	245 x 100 x 165	340 x 290 x 275	0.5	1	4.672 291
H 8	8	245 x 200 x 165	340 x 395 x 275	1.0	1	4.672 292
H 8 A	8	245 x 200 x 165	340 x 395 x 275	1.0	1	4.672 297
H 16	16	400 x 245 x 165	500 x 440 x 275	1.5	1	4.672 293
H 16 A	16	400 x 245 x 165	500 x 440 x 275	1.5	1	4.672 298
H 22	22	400 x 245 x 225	500 x 440 x 345	1.5	1	4.672 294
H 24	24	600 x 245 x 165	700 x 440 x 275	1.5	1	4.672 295
H 41	41	410 x 296 x 335	510 x 490 x 476	1.5	1	4.672 296