



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

LLG Premium Line
by SARTORIUS

LABORHITS

Balanzas analíticas Entris® II, LLG Premium Line



SARTORIUS



La LLG Premium Line es nuestra mejor selección de dispositivos de alta calidad y de eficacia probada de nuestros mejores proveedores

Gran espacio de pesaje, fácil acceso a la plato de pesaje a través de las puertas laterales y la puerta corredera superior. Parabrisas con revestimiento especial contra la carga electrostática. Todos los modelos también están disponibles como versiones homologadas para la UE/Francia.

Material suministrado:

Balanza analítica, fuente de alimentación, cubierta protectora de la pantalla.

Especificaciones

- Legibilidad:** 0,1 mg
- Reproducibilidad:** ±0,1 mg
- Linealidad:** ±0,06 mg
- Plato de pesaje:** Ø 90 mm
- Altura del espacio de pesaje:** 240 mm
- Dimensiones (An x Pr x Al):** 219 x 317 x 345 mm
- Peso:** 6,2 kg
- Alimentación eléctrica:** 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz

LLG Premium Line

Tipo	Rango de pesaje g	Ud.E	Código
BCE64-1S	0,0001 ... 60	1	4.669 165
BCE64i-1S	0,0001 ... 60	1	4.669 168
BCE124-1S	0,0001 ... 120	1	4.669 109
BCE124i-1S	0,0001 ... 120	1	4.669 112
BCE224-1S	0,0001 ... 220	1	4.669 125
BCE224i-1S	0,0001 ... 220	1	4.669 128