



**SERVIQUIMIA**  
YOUR LAB PARTNER



# LABORHITS

## Medidor de pH/Redox pH 3110 Set SM PRO, Línea LLG Premium



**Juego completo**

Línea LLG Premium



La línea LLG Premium es nuestra mejor selección de dispositivos de alta calidad y fiabilidad demostrada de nuestros principales proveedores.

El medidor pH 3110 Set SM PRO está listo para su uso para la medición portátil de pH y Redox.

**Calidad probada**

- Con el acreditado electrodo de pH universal Sentix 41
- Robusto con carcasa resistente de ABS
- Protección adicional gracias a la cubierta protectora SM Pro de silicona
- Resistente al agua según IP 67

**Excelente funcionalidad y máxima comodidad de uso**

- Listo para usar en maletín de transporte
- Pantalla LCD de segmentos grande y clara, fácil de leer gracias a su alto contraste
- Teclado claro con sólo 6 teclas fabricado con un tapete de silicona sin huecos
- Teclado manejable con guantes gracias a la respuesta táctil
- Fácil de limpiar

**Máxima seguridad**

- Función AutoRead automática para lecturas reproducibles y fiables
- Calibración en 3 puntos con tampones técnicos o DIN/NIST
- Temporizador de calibración integrado para recordar la calibración periódica

**Material de suministro:** pH-metro pH 3110 ProfiLine, electrodo de pH Sentix 41, tampón STP 4 / STP 7 (50 ml cada uno), cubierta protectora SM Pro, solución KCL, vaso de medición (50 ml), portaelectrodos, maletín de transporte

**Especificaciones**

**Rangos de medida**

**pH:** -2.000 ... 19.999

**Precisión:** ± 0,01 (±1 dígito)

± 0,005 (15 °C ... 35 °C)

**mV / Precisión:** ± 1200,0 / ± 0,3

± 2000 / ± 1

**Temperatura:** -5,0 °C ... 105,0 °C

**Precisión:** ± 0,1 °C

**Compensación de temperatura:** automática mediante electrodo de pH con sonda de temperatura integrada

**Electrodo de pH Sentix 41**

**Tipo de enchufe:** DIN

**Sensor de temperatura:** NTC 30 kOhmios

**Longitud:** 120 mm

**Ø:** 12 mm

**Electrolito:** Gel

**Longitud cable:** 1 m

Tipo	Ud.E	Código
pH 3110 Set SM PRO	1	4.684 148