

LABORHITS

Agitador VORTEX 3

Uso variado

Fácil de usar

Características

- Amplio rango de velocidad, con regulación continua
- Versátil, gracias a 3 accesorios intercambiables y 7 insertos
- (por ejemplo, tubos Eppendorf, placas de microtitulación, matraces Erlenmeyer de 250 ml, etc.)
- Los accesorios encajan de forma segura en el agitador en cualquier posición
- La abrazadera de fleje (VG 3.36) asegura una fácil sujeción de los matraces redondos/Erlenmeyer
- Carcasa robusta de fundición a presión de zinc
- Estable a altas velocidades gracias a pies especiales (base de silicona con amortiguación de vibraciones ultra alta)
- Accionamiento excéntrico con rodamientos de bolas
- El motor autoventilado permite un funcionamiento continuo con un calentamiento mínimo de la carcasa



Especificaciones

Tipo de movimiento: orbital/vórtex
Diámetro orbital: 4 mm
Potencia del motor entrada / salida: 58 / 10 W
Rango de velocidad: 500-2500 rpm
Indicador de velocidad: escala de 0 a 6
Dimensiones (An x L x Alt): 127 x 149 x 136 mm
Peso: 4,5 kg
Protección según DIN EN 60529: IP 21
Requisitos de alimentación: 230V 50/60 Hz
Testado conforme a DIN EN IEC 61010-1.

Agitador vórtex apto para funcionamiento intermitente (función táctil), activado al presionar el accesorio del agitador, o para funcionamiento continuo. Se suministra con un accesorio estándar.

Tipo	ud.E	Cat. No.
VORTEX 3 EU	1	9.729 950
VORTEX 3 CH	1	4.008 062
VORTEX 3 UK	1	4.008 061

Proyecto de ayuda de IKA: apoya a los niños desfavorecidos

Más de 720.000€ han sido donados en los últimos 15 años a través del trabajo de los jubilados voluntarios del IKA.

