



LABORHITS

Tapones de seguridad para eluyentes - Kits de inicio

Kit I



Kit II



Kit III



Kits de inicio para HPLC con hasta 4 botellas de almacenamiento. Los kits también contienen válvulas de aire, acoplamiento para la conexión de capilares y acoplamiento para cerrar las conexiones que no son necesarias.

Descripción	Rosca	ud.E	Código
Kit de inicio I	GL 45	1	4.684 274
Kit de inicio II	GL 45	1	4.684 273
Kit de inicio III	GL 45	1	4.684 269

Varios kits para elegir

Material del suministro:

Kit de inicio I:

4 x tapones de seguridad para eluyentes con 1 acoplamiento de PP,
4 x válvulas de aire

Kit de inicio II:

3 x tapones de seguridad para eluyentes con 1 acoplamiento de PP,
1 x tapones de seguridad para eluyentes con 2 acoplamientos de PP,
4 válvulas de aire, 1 acoplamiento ciego

Kit de inicio III:

4 x tapones de seguridad para eluyentes con 2 acoplamientos de PP,
4 válvulas de aire, 4 acoplamientos ciegos