



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



LABORHITS

Mezcladores de rodillos LLG-uniRoller 6 easy y pro

Para un suave balanceo de las muestras

Velocidad máx. de 70 rpm

Fácil de limpiar



LLG-uniRoller 6 easy
• Control analógico
• Fácil de usar



LLG-uniRoller 6 pro
• Pantalla LCD
• Funcionamiento continuo o con temporizador

Mezcladores de rodillos analógicos o digitales con 6 rodillos para la mezcla eficiente de muestras biológicas, sustancias viscosas y suspensiones líquidas-sólidas. Se utilizan en diversas aplicaciones, como la prevención de la coagulación de la sangre, la precipitación inmunológica.

Especificaciones	LLG-uniROLLER 6	
	easy	pro
Tipo de movimiento:	balanceo y rodamiento	
Amplitud:	24 mm	
Velocidad:	0 ... 70 min ⁻¹	
Temporizador:	-	1 ... 1199 min
Carga máx.:	4 kg	
Temperatura ambiente:	5 ... 40 °C	
Humedad máx.:	80 % HR	
Dimensiones (An x L x Alt):	260 x 450 x 120 mm	
Peso:	4,5 kg	5,1 kg
Consumo de energía:	25 W	30 W
Fuente de alimentación:	100 ... 240 V, 50/60 Hz	
Grado de protección:	IP 21	

Tipo	Tipo de conector	ud.E	Código
LLG-uniROLLER 6 easy	EU	1	6.263 645
LLG-uniROLLER 6 easy	UK	1	6.263 646
LLG-uniROLLER 6 pro	EU	1	6.263 647
LLG-uniROLLER 6 pro	UK	1	6.263 648