



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



**DURAN
WHEATON
KIMBLE**

Excellence in your hands

LABORHITS

Aparato de rodillos WHEATON® Estándar



Adecuado para la producción de vacunas

Los aparatos de rodillos para botellas de cultivo WHEATON® se utilizan en el laboratorio, en plantas piloto y en instalaciones de cultivo celular de producción y también responden a las expectativas de la industria de vacunas y biológica. Opcional con alarma de rotura de correa y sistema de batería de reserva. La alarma de rotura de correa emplea dos sensores magnéticos para garantizar que todas las poleas principales están girando en la unidad. La unidad cambia automáticamente y sin problemas a batería para proporcionar una rotación de 8 a 18 horas.

Características

- Rotación suave de rampa controlada digitalmente con una precisión de 0,01 rpm
- Pantalla digital brillante para un fácil manejo
- Múltiples configuraciones de cubierta y capacidad disponibles para flexibilidad de proceso

Especificaciones:

Capacidad: 5 ... 88 posiciones

Velocidad de giro: 0,25 ... 8,1 rpm

Precisión: 0,01 rpm

Accionamiento: Accionamiento por correa

Dirección de rotación: derecha, izquierda

Temperatura de funcionamiento: 10 ... 40 °C

Fuente de alimentación: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 35 W

Tipo	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	ud.E	Código
Sistema modular, accionamiento inferior, 1 cubierta extraíble con 5 posiciones	790	630	340	1	4.682 297
Sistema modular, accionamiento inferior, 3 cubiertas extraíbles, 5 posiciones por cubierta	790	630	740	1	4.682 298
Sistema modular, accionamiento inferior, 3 cubiertas extraíbles, 5 posiciones por cubierta, incl. alarma de rotación y batería de reserva	790	630	740	1	4.682 299
Sistema modular, accionamiento inferior, 4 cubiertas desmontables, 5 posiciones por cubierta	760	630	920	1	4.682 300
Sistema modular, accionamiento inferior, 5 cubiertas extraíbles, 5 posiciones por cubierta	760	630	110	1	4.682 301
Sistema modular, accionamiento inferior, 6 cubiertas extraíbles, 5 posiciones por cubierta	760	630	128	1	4.682 302
Sistema modular, accionamiento inferior, 7 cubiertas extraíbles, 5 posiciones por cubierta	790	630	1450	1	4.662 190
Sistema de producción, accionamiento inferior, 11 cubiertas fijas, 5 posiciones por cubierta	790	630	1900	1	4.682 303
Sistema de producción, accionamiento superior, 11 cubiertas fijas, 5 posiciones por cubierta incl. alarma de rotación y batería de reserva	790	630	1900	1	4.682 304
Sistema de producción, accionamiento superior, 11 cubiertas fijas, 8 posiciones por cubierta	1200	630	1900	1	4.682 305
Sistema de producción, accionamiento superior, 11 cubiertas fijas, 8 posiciones por cubierta incl. alarma de rotación y batería de reserva	1200	630	1900	1	4.682 306
Kit de instalación para el rodillo estándar WHEATON® con accionamiento superior, contiene alarma de rotación y batería de reserva				1	4.662 197
Kit de instalación para rodillo estándar WHEATON® con accionamiento inferior, contiene alarma de rotación y batería de reserva				1	4.662 198