


ARMARIO DE SEGURIDAD
PARA INFLAMABLES
EOF239BAC



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



PRECIO ESPECIAL
1.550€
IVA no incluido

Transporte puerta a puerta incluido*
Plazo de entrega inmediato
Promoción válida hasta 30 de Junio de 2021

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos inflamables (líquidos y sólidos) con clase de resistencia al fuego según fwf de 90 minutos con certificado EN 14470-1 (según nueva legislación APQ-10).



Modelo	EOF239BAC
Referencia	K89601
Color	Gris Ral 7035
Categoría 1	Armarios de seguridad
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos inflamables
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	595 x 600 x 1950
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	496 x 446 x 1540
Peso (Kgs.)	235
Resistencia al fuego	Tipo 90
Puertas	1
Estantes ajustables en altura	3
Cubeta de retención con rejilla	1
Capacidad botellas 1 litro	80/100
Sistema de retención de puertas	No
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL
Otros accesorios	Ver accesorios EOF239BAC

(* Transporte puerta a puerta incluido a la península, consultar para envíos a Islas Baleares, Canarias y Melilla.