



SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER

SOPORTE DE ESPUMA DE ALTA CAPACIDAD 2014

PARA GENO/GRINDER 2010

ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIÓN

Máximo tamaño de tubo (mL)	50
Capacidad máx de tubos	30*
Longitud (cm)	23
Anchura (cm)	24
Altura (cm)	18,5
Material	espuma

Incluye bandeja, soporte de espuma y tapa con rosca de ajuste

* El bloque de espuma tiene capacidad para albergar 30 tubos de centrifuga estándar de 50 ml. Tubos disponibles con el número de referencia 2253-PC-48, que pueden pedirse por separado.



**30 x 50 mL
tubos de centrifuga**

Referencia para pedidos 61197-01

spex[®] an antylia scientific company

QuEChERS

El Geno/Grinder 2010 es la herramienta perfecta para QuEChERS y el método SWeET:

Rendimiento superior al manual

Aumento de la recuperación de residuos de plaguicidas en frutas y verduras

Ninguna variación en el proceso de agitación. Garantiza condiciones iguales para todas las muestras

Máxima versatilidad: desde placas deep well hasta un vaso de 750 ml

