

LABORHITS

Módulo inalámbrico IDS WLM-S/WLM Kit

El mismo módulo para todos los parámetros

Medición inalámbrica

Conexión segura

Set completo:
Módulo inalámbrico IDS WLM KIT:



Sin cables, sin tirones, flexibilidad total en todas las áreas donde los cables o medidores podrían molestar, incluso debajo de campanas de laboratorio o bancos de flujo laminar.

Adecuado para medidores portátiles IDS:
MultiLine® Multi 3630 IDS / 3620 IDS / 3510 IDS
Adecuado para medidores de laboratorio IDS:
inoLab® Multi 9630 IDS / 9620 IDS / 9310 IDS



Especificaciones

- Rango:** Unos 10 m
- Tiempos de funcionamiento continuo**
- Electrodos IDS pH / ORP:** 60 h
- Células de conductividad IDS:** 30 h (conductividad hasta 1 S)
- Sensor de oxígeno IDS:** 9 h
- Sensor de turbidez IDS:** 5 h
- Transmisión inalámbrica:** Bluetooth® LE
- Señal:** LED RGB
- Clase de protección:** IP43
- Fuente de alimentación:** Batería LiPo recargable 230 mAh

Tipo	Descripción	PK	Código
Módulo inalámbrico IDS WLM-S	para sensor de cabezal enchufable	1	6.283 617
Módulo inalámbrico IDS WLM KIT	incl. cargador USB, fuente de alimentación USB	1	6.283 612
Cargador WLM	Cargador USB, en cascada	1	6.283 618